

Hoja de Laringoscopio Miller Recta # 5. Fibra Optica. Longitud Total 21.5 Cm. Longitud de Trabajo 19.8 Cm.

Visualización precisa de la vía aérea para intubación segura en procedimientos críticos.

Marca: HGM PREMIUM

Diagnóstico

Laringoscopios

RESUMEN PRELIMINAR

Se muestran sólo datos de identidad confirmados. Especificaciones, imagen y accesorios se validan con su asesor.

Hoja de laringoscopio Miller recta #5 con fibra óptica integrada, diseñada para intubación endotraqueal en pacientes adultos. Proporciona visualización directa clara de las cuerdas vocales durante procedimientos de vía aérea.

Imagen no disponible

DESCRIPCIÓN

La hoja de laringoscopio Miller recta #5 de HGM Premium es un instrumento de precisión especializado para la intubación endotraqueal. Su diseño recto permite la elevación directa de la epiglotis, proporcionando una visualización óptima de la glotis y las cuerdas vocales durante procedimientos anestésicos y de manejo de vía aérea.

Equipada con fibra óptica de alta calidad, esta hoja transmite iluminación brillante y uniforme hacia el campo operatorio, mejorando la visibilidad en condiciones de baja luminosidad. La distribución de luz integrada facilita la identificación precisa de estructuras anatómicas críticas durante la intubación.

Su longitud total de 21.5 cm y longitud de trabajo de 19.8 cm la hacen compatible con mangos estándar de laringoscopio, permitiendo su uso en equipos existentes en salas de operaciones, unidades de cuidados intensivos y áreas de emergencia. El material de construcción garantiza durabilidad y resistencia al uso repetido después de esterilización.

Diseñada conforme a estándares de instrumentos laringoscópicos, esta hoja es apropiada para procedimientos de intubación selectiva en población adulta y casos que requieran manejo avanzado de vía aérea.

CARACTERÍSTICAS

- Hoja recta tipo Miller
- Fibra óptica integrada
- Luz brillante y uniforme
- Compatible con mangos estándar

- Construcción resistente
- Apta para esterilización
- Diseño ergonómico
- Visualización directa de cuerdas vocales

■ USO RECOMENDADO

Procedimientos de intubación endotraqueal; Anestesia general; Manejo de vía aérea difícil; Unidades de cuidados intensivos; Salas de emergencia; Procedimientos quirúrgicos en población adulta

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.