

Transductor Lineal de Elastografía para Ultrasonido MINDRAY DC30 Full HD, DC30 y Z6 7.5 Mhz. Uso Veterinario

Evaluación tisular avanzada para diagnóstico veterinario de precisión.

Marca: MINDRAY ANIMAL CARE

Ultrasonido e Imagenología

Accesorios de equipo

Transductor lineal de elastografía para sistemas de ultrasonido Mindray en medicina veterinaria. Diseñado para evaluación tisular avanzada con frecuencia de 7.5 MHz, compatible con modelos DC30 Full HD, DC30 y Z6.



DESCRIPCIÓN

El transductor lineal de elastografía 7.5 MHz es un accesorio especializado para plataformas de ultrasonido Mindray de uso veterinario. Proporciona capacidades avanzadas de evaluación de elasticidad tisular, permitiendo caracterización diferencial de estructuras anatómicas mediante análisis de rigidez y deformabilidad.

Su diseño lineal optimiza el contacto acústico en áreas de exploración específicas, facilitando estudios detallados en medicina veterinaria de pequeños y grandes animales. La frecuencia de 7.5 MHz ofrece un balance entre penetración y resolución espacial, ideal para evaluaciones de tejidos superficiales y profundos según la especie y zona de interés.

Compatible con los sistemas Mindray DC30 Full HD, DC30 y Z6, se integra de manera nativa en estas plataformas, permitiendo acceso inmediato a funcionalidades de elastografía sin requerimientos de hardware adicional. Construido con estándares de durabilidad y seguridad propios de equipamiento veterinario profesional.

CARACTERÍSTICAS

- Transductor lineal de 7.5 MHz
- Elastografía integrada
- Compatible con DC30 Full HD, DC30 y Z6
- Acceso a evaluación de elasticidad tisular
- Diseño ergonómico para estudios veterinarios
- Conectividad nativa con plataforma Mindray

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Frecuencia	7.5 MHz
------------	---------

Tipo	Transductor lineal
Modalidad	Elastografía
Compatibilidad	Mindray DC30 Full HD, DC30, Z6
Aplicación	Medicina veterinaria

■ INCLUYE

- Transductor lineal elastografía 7.5 MHz
- Cable de conexión compatible
- Documentación técnica de usuario

■ USO RECOMENDADO

Evaluación elastográfica en medicina veterinaria; Caracterización tisular en pequeños animales; Estudios de elasticidad en grandes animales; Análisis diferencial de lesiones y patologías; Clínicas y hospitales veterinarios; Centros de diagnóstico animal

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.