

BAUMANOMETRO ANEROIDE DE ESCRITORIO AZUL (SIN PEDESTAL)

Medición confiable de presión arterial para entornos clínicos profesionales.

Marca: CHECKATEK

Baumanómetros

RESUMEN PRELIMINAR

Se muestran sólo datos de identidad confirmados. Especificaciones, imagen y accesorios se validan con su asesor.

Baumanómetro aneroide de escritorio en color azul, diseñado para medición de presión arterial en entornos clínicos y hospitalarios. Cuenta con caratula amplia de fácil lectura y brazalete reforzado de nylon con cierre en velcro.

Imagen no disponible

DESCRIPCIÓN

El Baumanómetro Aneroide de Escritorio Azul CHECKATEK es un dispositivo de medición de presión arterial de alta precisión, ideal para su instalación en consultorios, hospitales y centros de salud. Su diseño de escritorio permite un uso estable y cómodo para profesionales de la salud durante procedimientos de valoración cardiovascular.

Este equipo está fabricado con componentes de calidad industrial: manguera de látex no desprendible, brazalete de nylon reforzado con cierre en velcro, manómetro de policarbonato resistente y gancho sujetador de aluminio. La caratula amplia facilita la lectura de resultados sin necesidad de aproximarse excesivamente al dispositivo.

La base tipo canastilla en polietileno reforzado proporciona estabilidad durante su uso en escritorio o montaje en pared. Incorpora válvula y filtro metálico para mayor durabilidad, así como etiqueta indicadora de arteria que facilita la identificación del punto de medición.

Su presentación en color azul profesional se adapta a protocolos de diferenciación de equipos en instituciones de salud, cumpliendo con estándares de identificación visual en ambientes clínicos.

CARACTERÍSTICAS

- Baumanómetro de escritorio color azul
- Caratula amplia de fácil lectura
- Brazalete reforzado de nylon
- Cierre en velcro sin gancho

- Manguera de látex no desprendible
- Manómetro de policarbonato
- Gancho sujetador de aluminio
- Base tipo canastilla en polietileno reforzado
- Válvula y filtro metálico
- Extensión tipo teléfono
- Etiqueta indicadora de arteria
- Uso en escritorio o pared
- Sin pedestal

■ USO RECOMENDADO

Consultorios médicos; Hospitales; Clínicas; Centros de salud; Instituciones de evaluación cardiovascular

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.