

ELECTRODO CIRCULAR DE 2.5 CM

Electrodos reutilizables de carbón con adhesivo duradero para terapia eléctrica profesional.

Marca: EMSTAR

Otros

RESUMEN PRELIMINAR

Se muestran sólo datos de identidad confirmados. Especificaciones, imagen y accesorios se validan con su asesor.

Electrodo circular reutilizable de 2.5 cm de diámetro fabricado con material no tejido y placa conductora de carbón. Diseñado para su uso exclusivo con equipos de estimulación eléctrica en aplicaciones terapéuticas y de rehabilitación.

Imagen no disponible

DESCRIPCIÓN

El electrodo circular KHG-CM25 de EMSTAR es un componente reutilizable y adherente fabricado con material no tejido de alta calidad, equipado con una placa conductora de carbón que proporciona excelente conducción eléctrica sin los inconvenientes del metal tradicional, como oxidación o riesgo de quemaduras.

Este electrodo está específicamente diseñado para su uso con Estimuladores Nerviosos Eléctricos Transcutáneos (TENS), Estimuladores Eléctricos Musculares y Estimuladores de Frecuencia Media. Su adhesivo de gran durabilidad garantiza un desempeño estable durante el tratamiento, mientras que su estructura permite una fácil manipulación y aplicación clínica.

Con un diámetro de 2.5 cm, presenta densidad de potencia máxima de 0.1 watts/cm², cumpliendo con los estándares de seguridad para aplicaciones terapéuticas. El cable y conector se encuentran recubiertos de PVC para mayor seguridad y durabilidad en entornos clínicos.

Su formulación no produce alergias en la piel, lo que lo hace seguro para pacientes con sensibilidades dermatológicas. La presentación comercial incluye 4 electrodos en bolsa, siendo un consumible indispensable para centros de rehabilitación, fisioterapia y cuidado de la salud.

CARACTERÍSTICAS

- Forma circular
- Material no tejido con adhesivo
- Placa conductora de carbón
- Cable y conector recubiertos de PVC
- Reutilizable

- No esterilizado
- Adhesivo de gran durabilidad
- Desempeño estable
- No produce alergias en la piel
- Fácil de manipular

■ USO RECOMENDADO

Estimulación Nerviosa Eléctrica Transcutánea (TENS); Estimulación Eléctrica Muscular; Estimulación Eléctrica de Frecuencia Media; Rehabilitación; Fisioterapia; Cuidado de la salud; Ejercicio físico terapéutico

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.