



Monitor de signos vitales Mindray uMEC100 con pantalla táctil

Marca: Mindray

Monitoreo

Monitores de Signos Vitales

Monitor de paciente Mindray uMEC100 con pantalla táctil de 10.1 pulgadas para seguimiento de ECG, respiración, SpO₂, PNI y temperatura en áreas clínicas.

El Mindray uMEC100 pertenece a la generación uMEC100/120/150 y combina vigilancia multiparámetro con operación táctil y una interfaz de gestos. Permite consultar tendencias y eventos y utilizar almacenamiento externo USB. Su diseño sin ventilador y carcasa IPX1 están orientados al uso clínico continuo. Las opciones de batería, módulos avanzados, conectividad y accesorios varían según región y configuración comercial; no se equipara a la generación uMEC10/12/15.



CARACTERÍSTICAS

- Monitoreo multiparámetro de ECG, respiración, SpO₂, presión arterial no invasiva y temperatura.
- Pantalla a color de 10.1 pulgadas con operación táctil.
- Visualización de formas de onda y valores numéricos.
- Revisión de tendencias, eventos de alarma y mediciones de presión arterial.
- Almacenamiento externo mediante USB y conexión de red.
- Diseño sin ventilador para el entorno clínico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo	Monitor de paciente multiparámetro
Parámetros de esta referencia	ECG, respiración, SpO ₂ , presión arterial no invasiva y temperatura
Pantalla	10.1 pulgadas táctil
Resolución	1024 × 600 píxeles
PNI	Medición oscilométrica
Protección	IPX1
Temperatura de operación	0-40 °C
Dimensiones máximas del equipo, sin embalaje	300 × 210 × 165 mm (ancho × alto × fondo)
Peso máximo de la unidad	3.5 kg
Condición del peso	Configuración estándar y batería estándar
Almacenamiento de la serie	Hasta 2400 horas de tendencias, 5000 eventos y 5000 mediciones PNI
Interfaces	RJ45, USB y salida de video según versión

INCLUYE

■ INCLUYE (CONTINUACIÓN)

- Unidad principal Mindray uMEC100 en la configuración indicada en la cotización.
- La relación de cables, sensores, manguitos, sondas, batería, grabadora y soportes se especifica en la cotización
- la ficha general del fabricante no acredita por sí sola su inclusión
- Las imágenes muestran el modelo
- los parámetros visibles en pantalla no constituyen una relación de accesorios o módulos incluidos

Uso recomendado: Vigilancia clínica continua de pacientes por personal sanitario capacitado en hospitalización, urgencias y recuperación, conforme al manual del fabricante y la configuración del equipo.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.