

## MESA RIÑÓN CON ENTREPAÑO INOXIDABLE

*Instrumentación quirúrgica de precisión: acero inoxidable de calidad hospitalaria para tococirugía.*

Marca: HM3

Mesas

### RESUMEN PRELIMINAR

Se muestran sólo datos de identidad confirmados. Especificaciones, imagen y accesorios se validan con su asesor.

Mesa riñón de acero inoxidable con entrepaño, diseñada para áreas quirúrgicas y de tococirugía. Estructura completamente en acero inoxidable calibre 18 con acabado pulido, garantizando durabilidad y fácil desinfección en entornos hospitalarios.

Imagen no disponible

## DESCRIPCIÓN

La Mesa Riñón con Entrepaño Inoxidable de HM3 es un equipo especializado para procedimientos quirúrgicos y obstétricos en hospitales y clínicas. Su construcción íntegra en acero inoxidable la hace ideal para ambientes que requieren máximas estándares de higiene y esterilización.

Cuenta con un bastidor de ángulo perimetral en acero inoxidable calibre 16, barandal de alambIÓN soldado y cubierta de lámina pulida. La estructura de perfil tubular facilita la manipulación y el acceso a instrumental quirúrgico durante procedimientos.

Equipada con rodajas cromadas de 101 mm de diámetro que permiten movilidad segura en espacios quirúrgicos. El entrepaño inoxidable proporciona espacio de almacenamiento adicional para instrumental y materiales, optimizando la funcionalidad en el quirófano.

Todos los componentes están pulidos y diseñados para resistir ciclos repetidos de desinfección, manteniendo su integridad estructural y estética a largo plazo.

## CARACTERÍSTICAS

- Construcción integral en acero inoxidable
- Bastidor de ángulo perimetral calibre 16 de 25.4 x 25.4 mm (1" x 1")
- Barandal de alambIÓN de 9.5 mm (3/8") de diámetro
- Cubierta de lámina calibre 18 con acabado pulido
- Estructura de perfil tubular calibre 18 de 25.4 mm (1") de diámetro
- Rodajas embaladas con ruedas de hule de 101 mm (4") de diámetro, acabado cromado

- Entrepañó inoxidable integrado
- Acabado pulido en todos los componentes
- Movilidad facilitada mediante rodajas cromadas

## ■ USO RECOMENDADO

---

Quirófanos; Salas de tococirugía; Áreas de cirugía obstétrica; Procedimientos quirúrgicos generales; Espacios que requieren máxima desinfección y esterilización

*Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.*