

Oftalmoscopio Halogeno de 3.5V Coaxial LED

Precisión óptica y confiabilidad profesional para el diagnóstico oftalmológico diario.

Marca: WELCH ALLYN

Otoscopios y Oftalmoscopios

Oftalmoscopio halógeno coaxial de 3.5V con tecnología LED de la marca Welch Allyn, diseñado para examen oftalmológico directo de alta calidad. Instrumento de precisión óptica para evaluación clínica de estructuras oculares posteriores.



DESCRIPCIÓN

El Oftalmoscopio Halógeno Coaxial LED de Welch Allyn es un instrumento de diagnóstico oftalmológico profesional que combina iluminación halógena de 3.5V con tecnología LED para ofrecer visualización clara y prolongada de las estructuras oculares posteriores. Su configuración coaxial permite alineación óptima entre el haz de iluminación y el eje visual, facilitando un examen minucioso del fondo de ojo.

Dispone de múltiples opciones de apertura de pupila y filtros ópticos que permiten adaptar el instrumento a diferentes condiciones clínicas y características anatómicas del paciente. El sistema de lentes graduadas facilita la compensación de errores refractivos, mejorando la calidad diagnóstica del examen.

Su diseño ergonómico y óptica de precisión lo convierten en una herramienta estándar en servicios de oftalmología, medicina general y atención primaria. La tecnología LED proporciona mayor durabilidad y eficiencia energética comparada con sistemas convencionales.

CARACTERÍSTICAS

- Iluminación halógena de 3.5V
- Tecnología LED integrada
- Sistema óptico coaxial
- Múltiples aperturas de pupila
- Filtros ópticos intercambiables
- Lentes de compensación graduadas
- Diseño ergonómico
- Óptica de precisión
- Sistema de enfoque de alta definición
- Durabilidad extendida

■ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	3.5V
Tecnología de iluminación	Halógena con LED integrado
Tipo de sistema óptico	Coaxial
Aperturas de pupila	Múltiples
Filtros ópticos	Intercambiables
Lentes de compensación	Graduadas
Enfoque	Sistema de alta definición

■ INCLUYE

- Oftalmoscopio halógeno coaxial LED
- Estuche de protección
- Guía de uso y mantenimiento

■ USO RECOMENDADO

Servicios de oftalmología; Medicina general y de familia; Atención primaria; Urgencias y emergencias; Evaluación diagnóstica de patología ocular posterior; Screening oftalmológico; Seguimiento de pacientes con condiciones oftalmológicas crónicas

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.