

Oftalmoscopio Panoptic 3.5V C/filtro Cobalto

Visualización precisa del segmento posterior con la confiabilidad de marca Welch Allyn.

Marca: WELCH ALLYN

Otoscopios y Oftalmoscopios

Oftalmoscopio directo de alta calidad marca Welch Allyn con fuente de luz halógena de 3.5V y filtro cobalto integrado. Instrumento de precisión diseñado para examen oftalmológico completo en entornos clínicos y hospitalarios.



DESCRIPCIÓN

El Oftalmoscopio Panoptic 3.5V de Welch Allyn es un instrumento óptico de referencia para el diagnóstico oftalmológico en atención primaria, especializada y hospitalaria. Su sistema óptico de alta resolución proporciona una amplia ampliación y campo de visión directo para la exploración detallada de estructuras oculares posteriores.

Equipado con fuente luminosa halógena de 3.5 voltios, ofrece iluminación coaxial que facilita la visualización clara y contrastada de la retina, papila óptica y vasos sanguíneos. El filtro cobalto integrado mejora la definición en exploración de segmento anterior y permite identificar fluorescencia en diagnósticos especializados.

Su diseño ergonómico y robusto garantiza durabilidad en uso frecuente de consultorios y servicios de oftalmología. Compatible con sistemas de adaptadores estándar, facilita la integración en protocolos de evaluación oftalmológica integral.

CARACTERÍSTICAS

- Fuente de luz halógena de 3.5V
- Filtro cobalto integrado
- Sistema óptico de gran angular
- Amplificación directa de alta resolución
- Iluminación coaxial
- Diseño ergonómico
- Construcción resistente para uso clínico intensivo
- Compatible con adaptadores estándar de oftalmoscopios

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	3.5V
---------	------

Fuente de luz	Halógena
Filtro	Cobalto integrado
Campo visual	Gran angular
Sistema óptico	Amplificación directa de alta resolución
Iluminación	Coaxial
Compatibilidad	Adaptadores estándar de oftalmoscopios

■ INCLUYE

- Oftalmoscopio Panoptic 3.5V
- Filtro cobalto
- Cabezal óptico
- Estuche de protección
- Especificaciones técnicas del fabricante

■ USO RECOMENDADO

Servicios de oftalmología; Consultorios de optometría; Unidades de urgencias oftalmológicas; Evaluación de patología retiniana; Examen de papila óptica y vasos de segmento posterior; Diagnóstico en medicina general con derivación especializada

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.