

Otoscopio Neumatico Halogeno 3.5V

Diagnóstico otológico preciso y confiable con la tecnología halógena de Welch Allyn.

Marca: WELCH ALLYN

Otoscopios y Oftalmoscopios

Otoscopio neumático de luz halógena a 3.5V de la marca Welch Allyn, diseñado para el examen clínico del conducto auditivo externo y membrana timpánica. Instrumento de diagnóstico esencial en consultorios y servicios de otorrinolaringología.



DESCRIPCIÓN

El otoscopio neumático halógeno WA20200 de Welch Allyn es un instrumento de diagnóstico de referencia para la evaluación otoscópica en entornos clínicos. Su sistema de iluminación halógena a 3.5V proporciona una visualización clara y definida del conducto auditivo externo y la membrana timpánica, facilitando la identificación de patologías y el seguimiento clínico.

Este modelo incorpora características neumáticas que permiten la aplicación controlada de presión para evaluar la movilidad timpánica, función esencial en el diagnóstico diferencial de otitis media y otras afecciones del oído medio. Su diseño ergonómico garantiza comodidad tanto para el examinador como para el paciente durante procedimientos prolongados.

Equipo de construcción robusta, ampliamente utilizado en la práctica clínica diaria por su confiabilidad y precisión diagnóstica. Compatible con sistemas de iluminación estándar, facilita la integración en protocolos de examen otológico convencionales.

CARACTERÍSTICAS

- Iluminación halógena de alta intensidad
- Sistema neumático para evaluación de movilidad timpánica
- Voltaje de operación 3.5V
- Espejo otoscópico intercambiable
- Diseño ergonómico y manejable
- Aplicador de presión controlada
- Lente de visualización clara

INCLUYE

- Otoscopio neumático halógeno
- Specula otoscópicos de diferentes tamaños
- Fuente de luz halógena
- Sistema de aplicación de presión neumática
- Manual de operación

USO RECOMENDADO

Consultorios de otorrinolaringología; Servicios de urgencias y emergencias médicas; Clínicas generales; Hospitales de segundo y tercer nivel; Evaluación clínica ambulatoria; Procedimientos de diagnóstico diferencial otológico

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.