

Hoja para Laringoscopia Recto Miller 3

Visualización precisa de la vía aérea para procedimientos de intubación confiables y seguros.

Marca: WELCH ALLYN

Diagnóstico

Laringoscopios

RESUMEN PRELIMINAR

Se muestran sólo datos de identidad confirmados. Especificaciones, imagen y accesorios se validan con su asesor.

Hoja recta Miller tamaño 3 de Welch Allyn, diseñada para intubación endotraqueal en pacientes adultos. Proporciona excelente visualización de las cuerdas vocales mediante elevación directa del epiglotis.

Imagen no disponible

DESCRIPCIÓN

La hoja para laringoscopia recto Miller 3 de Welch Allyn es un instrumento de precisión destinado a procedimientos de intubación endotraqueal en entornos clínicos y quirúrgicos. Su diseño de hoja recta permite una elevación directa del epiglotis, facilitando la visualización clara de la glotis y las cuerdas vocales durante la intubación.

Esta hoja tamaño 3 está indicada principalmente para pacientes adultos y proporciona un campo visual óptimo en diversos escenarios de vía aérea difícil. Su construcción robusta garantiza durabilidad y compatibilidad con mangos de laringoscopia estándar.

Como componente del sistema de Welch Allyn, se integra perfectamente con sus equipos de visualización, ofreciendo confiabilidad en procedimientos críticos de manejo de vía aérea tanto en quirófano como en unidades de cuidados intensivos.

CARACTERÍSTICAS

- Hoja recta tipo Miller
- Tamaño 3 para pacientes adultos
- Elevación directa del epiglotis
- Visualización clara de glotis y cuerdas vocales
- Construcción resistente y duradera
- Compatible con mangos estándar de laringoscopia
- Material de calidad médica

USO RECOMENDADO

Intubación endotraqueal en pacientes adultos; Procedimientos quirúrgicos que requieren control de vía aérea; Unidades de cuidados intensivos; Salas de recuperación anestésica; Manejo de vía aérea difícil; Servicios de emergencia y urgencias

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.