



Tomógrafo ANKE ANATOM 128 Precision

Marca: ANKE

Imagenología

Tomógrafos


Tomógrafo ANKE ANATOM 128 Precision, categoría comercial de 128 cortes, detector de 64 filas, apertura de 70 cm y generador de 80 kW.

El ANATOM 128 Precision es un sistema ANKE de tomografía computarizada para diagnóstico por imágenes. La denominación comercial de esta referencia es de 128 cortes, con detector de 64 filas; ambos datos se distinguen para evitar confundir filas físicas con la categoría de reconstrucción del sistema.

La configuración del catálogo presenta apertura de gantry de 70 cm, campo de visión indicado de 52 cm y espesor mínimo de corte de 0.625 mm. Su rotación más rápida descrita es de 0.37 segundos. El generador ofrece 80 kW y el tubo tiene capacidad térmica de 8 MHU.

El catálogo describe una longitud de exploración de 1,800 mm. La carga máxima de paciente debe confirmarse para la mesa contratada. Las herramientas de procesamiento, reconstrucción y posicionamiento dependen de la configuración y las licencias cotizadas.

La configuración de accesorios, licencias, instalación, capacitación y adecuación del sitio se confirma en la cotización. La imagen corresponde al modelo o familia indicada; no implica que todos los elementos mostrados estén incluidos.



CARACTERÍSTICAS

- Categoría comercial: 128 cortes.
- Detector de 64 filas.
- Apertura de 70 cm.
- Generador de 80 kW.
- Software y módulos avanzados según licencia cotizada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo comercial	ANATOM 128 Precision
Categoría comercial	128 cortes
Filas de detector	64
Apertura del gantry	70 cm
Campo de visión indicado	52 cm
Espesor mínimo de corte	0.625 mm
Rotación más rápida descrita	0.37 s
Potencia de generador	80 kW
Capacidad térmica del tubo	8 MHU
Longitud de exploración	1,800 mm

■ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONTINUACIÓN)

Reconstrucción	65 imágenes/s
----------------	---------------

■ INCLUYE

- Sistema ANATOM 128 Precision en la configuración contratada.
- Dotación final, servicios y accesorios conforme a cotización del proveedor.

Uso recomendado: Tomografía computarizada diagnóstica por personal capacitado, conforme al manual y al proyecto clínico.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.