

Desfibrilador de Prueba

Marca: MINDRAY

Monitoreo

Desfibriladores

FICHA PRELIMINAR

Contenido técnico capturado para revisión. No acredita cumplimiento ni sustituye la documentación del fabricante.

Equipo de prueba para desfibrilación de uso profesional, identificado para entornos donde se requiere validar, revisar o simular el funcionamiento operativo de equipos desfibriladores. Este tipo de producto se utiliza principalmente en áreas técnicas, de mantenimiento biomédico y validación interna dentro de hospitales, clínicas y servicios especializados. Su función comercial está orientada al apoyo operativo de equipos de desfibrilación, sin sustituir dispositivos clínicos de atención al paciente.

El desfibrilador de prueba Mindray identificado con el SKU BENEHEARTC1A PB corresponde, por su denominación histórica, a un producto de apoyo técnico orientado a la verificación o simulación relacionada con equipos de desfibrilación. En el contexto institucional, este tipo de producto se asocia con actividades de revisión operativa, soporte biomédico y validación interna dentro de organizaciones de salud que administran infraestructura clínica de emergencia.

Por su naturaleza comercial, resulta de interés para hospitales, clínicas, áreas de ingeniería biomédica y servicios técnicos que requieren instrumentos de apoyo para el mantenimiento preventivo o la comprobación funcional de equipamiento médico. No se debe asumir que sustituye a un desfibrilador clínico ni que tenga indicación terapéutica directa sobre pacientes.

Las aplicaciones clínicas se concentran en entornos de soporte y control, especialmente en instituciones que cuentan con programas de mantenimiento, trazabilidad de equipos y supervisión técnica de dispositivos de reanimación. También puede ser útil en laboratorios de capacitación o áreas de entrenamiento donde se requiere verificar procedimientos operativos asociados a desfibrilación.

Entre sus beneficios comerciales destaca que permite organizar mejor los procesos técnicos del parque instalado, reducir tiempos de revisión y mantener mayor control sobre activos críticos del área de urgencias o atención inmediata. Para hospitales y clínicas, este tipo de solución aporta valor al fortalecer la gestión de equipos, favorecer la continuidad operativa y apoyar rutinas internas de aseguramiento funcional.

Desde una perspectiva institucional, es recomendable para hospitales generales, unidades de urgencias, centros médicos con ingeniería biomédica interna, clínicas de especialidad y proveedores de servicio técnico autorizado. También puede considerarse para proyectos de licitación o adquisición donde se busquen equipos de apoyo para mantenimiento o validación operativa.

En términos comerciales, conviene tratar este producto como una referencia especializada cuya información debe confirmarse con el proveedor antes de su publicación final. No se han validado especificaciones técnicas completas, accesorios incluidos ni cumplimiento normativo específico, por lo que la ficha pública debe presentarse con enfoque descriptivo y sin promesas técnicas no verificadas.

CARACTERÍSTICAS

- Producto de apoyo para verificación o simulación relacionada con desfibrilación
- Orientado a uso institucional y técnico
- Apto para entornos hospitalarios y clínicos

- Aplicación asociada a mantenimiento biomédico
- Útil en procesos internos de validación operativa
- Enfoque comercial para equipos de soporte y control
- No destinado a atención terapéutica directa
- Compatible con necesidades de áreas de urgencias y mantenimiento
- Uso recomendado en infraestructura médica profesional

INCLUYE

-
- | | |
|--|---------------------------------------|
| ■ Equipo de prueba para simulación de desfibrilación | ■ Componentes de validación operativa |
| ■ Documentación técnica de uso | ■ Accesorios para entornos de prueba |

Uso recomendado: Validación operativa interna; Capacitación técnica

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.