

COLCHON DE PRESION ALTERNA CON SISTEMA DE BURBUJAS MOD.1

Protección continua contra úlceras por presión mediante tecnología de alternancia automática.

Marca: HANDY

Colchones

Colchón de presión alterna con sistema de burbujas diseñado para la prevención de úlceras por presión. Sistema automático de inflado y desinflado alternado que redistribuye el peso del paciente de forma continua.

Imagen no disponible

DESCRIPCIÓN

El colchón de presión alterna MOD.1 de marca HANDY es un dispositivo médico especializado en la prevención y manejo de úlceras por decúbito. Utiliza un sistema de burbujas que se inflan y desinflan de manera alternada, proporcionando una redistribución dinámica de la presión sobre las zonas de apoyo del paciente.

El sistema funciona mediante ciclos automáticos que varían la presión en diferentes sectores del colchón, reduciendo los puntos de compresión prolongada que originan lesiones de piel. Este mecanismo de presión alterna mantiene la circulación sanguínea en las áreas de contacto, minimizando los riesgos asociados al reposo prolongado.

Es un equipo indicado para uso en instituciones de salud, centros geriátricos y unidades de cuidados continuos donde se requiere protección integral contra úlceras por presión en pacientes con movilidad reducida o dependencia total.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de burbujas de presión alterna
- Inflado y desinflado automático y cíclico
- Superficie de apoyo uniforme y ergonómica
- Control automático de ciclos
- Diseño modular y adaptable a diferentes tipos de cama
- Fácil limpieza y mantenimiento

INCLUYE

- Colchón con sistema de burbujas
- Unidad de control automática

- Mangueras de conexión
- Manual de uso y mantenimiento

USO RECOMENDADO

Hospitales y clínicas; Centros de cuidados prolongados; Unidades geriátricas; Servicios de medicina general; Unidades de cuidados continuos; Instituciones de salud mental

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.