

OTOSCOPIO MINI 3000 DE F.O. CON MANGO. DE PILAS 2.5 V XHL

Precisión diagnóstica con fibra óptica para exámenes otológicos confiables.

Marca: EMSTAR

Otros

RESUMEN PRELIMINAR

Se muestran sólo datos de identidad confirmados. Especificaciones, imagen y accesorios se validan con su asesor.

Otoscopio de fibra óptica Mini 3000 con mango de pilas 2.5V XHL, que proporciona iluminación concentrada y precisa para exámenes otológicos. Diseñado para profesionales sanitarios con tecnología de visualización avanzada y múltiples aperturas especializadas.

Imagen no disponible

DESCRIPCIÓN

El otoscopio Mini 3000 de fibra óptica de EMSTAR es un instrumento de diagnóstico de precisión desarrollado con tecnología de iluminación por fibra óptica que suministra luz concentrada para una visualización óptima del conducto auditivo. Proporciona una imagen brillante con reproducción de color precisa y realista, permitiendo exámenes detallados en condiciones clínicas diversas.

Equipado con un mango de pilas alcalinas 2.5V XHL, el dispositivo ofrece portabilidad y facilidad de uso en consultorio, urgencias y áreas de diagnóstico. Incorpora un filtro gris para pacientes sensibles a la luz y cuenta con un clip de fijación que permite sujetarlo cómodamente en la bata o uniforme del profesional.

Certificado como producto sanitario Clase I, cumple con estándares europeos de seguridad y calidad. Disponible en versión de fibra óptica XHL, presenta una gama completa de aperturas y accesorios reutilizables para adaptarse a diferentes tipos de exámenes otológicos y poblaciones de pacientes.

CARACTERÍSTICAS

- Iluminación por fibra óptica XHL
- Filtro gris para pacientes sensibles a la luz
- Clip de fijación para bata o uniforme
- Mango de pilas alcalinas 2.5V
- Múltiples aperturas especializadas
- Reproducción de color precisa y realista

- Certificación CE producto sanitario Clase I

■ USO RECOMENDADO

Examen otológico en consultorios médicos; Clínicas generales y especializadas en otorrinolaringología; Servicios de urgencias y emergencia; Revisiones diagnósticas en centros de salud

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.