

Desfibrilador Basico + SpO2 (nellcore)

Desfibrilación y monitorización integradas para respuesta rápida en urgencias y áreas críticas.

Marca: MEDIANA

Monitoreo

Desfibriladores

RESUMEN PRELIMINAR

Se muestran sólo datos de identidad confirmados. Especificaciones, imagen y accesorios se validan con su asesor.

El Desfibrilador básico + SpO2 (Nellcor) MEDIANA D500M-S es un equipo clínico orientado a atención de urgencias, reanimación y soporte en áreas críticas. Integra funciones de desfibrilación y monitorización en una misma plataforma, con opción de oximetría Nellcor para seguimiento del paciente durante la respuesta clínica. Es una solución útil para hospitales, clínicas y unidades de atención que requieren un equipo de uso institucional para carro rojo, urgencias y escenarios de reanimación.



DESCRIPCIÓN

El Desfibrilador básico + SpO2 (Nellcor) MEDIANA D500M-S es una solución de uso hospitalario diseñada para apoyar la atención de emergencias y procesos de reanimación en entornos clínicos institucionales. La información comercial encontrada coincide en que se trata de un desfibrilador/monitor con configuración básica y opción de oximetría Nellcor, orientado a integrar en una sola plataforma funciones de desfibrilación y seguimiento clínico del paciente.

En aplicaciones clínicas, este tipo de equipo resulta útil en áreas de urgencias, salas de choque, carro rojo, unidades de observación y zonas donde la respuesta rápida es prioritaria. También puede integrarse en protocolos internos de reanimación, traslado intrahospitalario y atención de pacientes que requieren vigilancia continua durante eventos críticos. Su enfoque comercial lo hace pertinente para instituciones que buscan centralizar funciones esenciales en un solo equipo.

Su uso es especialmente relevante en hospitales, clínicas de segundo y tercer nivel, centros de atención médica con área de emergencias, y servicios que requieren equipos versátiles para intervención inmediata. La presencia de una opción de SpO2 amplía su valor operativo dentro de una estrategia de monitorización básica durante la atención inicial.

Como beneficio general, este tipo de desfibrilador contribuye a simplificar la respuesta clínica, reducir la necesidad de equipos separados y facilitar la operación en espacios donde la rapidez de despliegue es importante. Para hospitales y clínicas, representa una propuesta comercial sólida cuando se requiere equipamiento profesional con enfoque en urgencias y soporte vital básico, siempre sujeto a validación de configuración final, disponibilidad y documentación vigente.

Desde el punto de vista comercial, Medianza debe presentar este producto como una solución institucional y no como una ficha técnica cerrada, ya que algunas especificaciones provienen de fuentes comerciales y un manual histórico, pero la configuración exacta debe confirmarse al momento de cotizar. Para licitaciones, conviene revisar la partida técnica, el alcance de accesorios y la compatibilidad de la versión ofertada antes de comprometer entregables.

CARACTERÍSTICAS

- Desfibrilador/monitor bifásico de uso institucional
- Configuración básica con opción de SpO2 Nellcor
- Monitor LCD TFT color de 8.4 pulgadas
- Modos de operación manual y AED
- Marcapasos externo integrado
- Uso orientado a urgencias y reanimación
- Enfoque para monitoreo clínico básico en áreas críticas
- Plataforma comercial documentada para entornos hospitalarios

USO RECOMENDADO

Áreas de urgencias hospitalarias; Carro rojo y reanimación; Clínicas con atención de pacientes críticos

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.