

## Desfibrilador Básico + SpO2 (nellcore)

*Desfibrilación y monitorización integradas para respuesta rápida en urgencias y áreas críticas.*

Marca: MEDIANA

Desfibriladores

Desfibriladores y monitorización

El Desfibrilador básico + SpO2 (Nellcor) MEDIANA D500M-S es un equipo clínico orientado a atención de urgencias, reanimación y soporte en áreas críticas. Integra funciones de desfibrilación y monitorización en una misma plataforma, con opción de oximetría Nellcor para seguimiento del paciente durante la respuesta clínica. Es una solución útil para hospitales, clínicas y unidades de atención que requieren un equipo de uso institucional para carro rojo, urgencias y escenarios de reanimación.



### DESCRIPCIÓN

El Desfibrilador básico + SpO2 (Nellcor) MEDIANA D500M-S es una solución de uso hospitalario diseñada para apoyar la atención de emergencias y procesos de reanimación en entornos clínicos institucionales. La información comercial encontrada coincide en que se trata de un desfibrilador/monitor con configuración básica y opción de oximetría Nellcor, orientado a integrar en una sola plataforma funciones de desfibrilación y seguimiento clínico del paciente.

En aplicaciones clínicas, este tipo de equipo resulta útil en áreas de urgencias, salas de choque, carro rojo, unidades de observación y zonas donde la respuesta rápida es prioritaria. También puede integrarse en protocolos internos de reanimación, traslado intrahospitalario y atención de pacientes que requieren vigilancia continua durante eventos críticos. Su enfoque comercial lo hace pertinente para instituciones que buscan centralizar funciones esenciales en un solo equipo.

Su uso es especialmente relevante en hospitales, clínicas de segundo y tercer nivel, centros de atención médica con área de emergencias, y servicios que requieren equipos versátiles para intervención inmediata. La presencia de una opción de SpO2 amplía su valor operativo dentro de una estrategia de monitorización básica durante la atención inicial.

### CARACTERÍSTICAS

- Desfibrilador/monitor bifásico de uso institucional
- Configuración básica con opción de SpO2 Nellcor
- Monitor LCD TFT color de 8.4 pulgadas
- Modos de operación manual y AED
- Marcapasos externo integrado
- Uso orientado a urgencias y reanimación
- Enfoque para monitoreo clínico básico en áreas críticas
- Plataforma comercial documentada para entornos hospitalarios

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Modelo                     | D500M-S                        |
| Marca                      | MEDIANA                        |
| Pantalla                   | LCD TFT color 8.4 pulgadas     |
| Modo de operación          | Manual                         |
| Modo de operación          | AED                            |
| Marcapasos externo         | Sí                             |
| Configuración de oximetría | SpO2 Nellcor                   |
| Tipo de producto           | Desfibrilador/monitor bifásico |

## INCLUYE

- Monitor LCD TFT color 8.4 pulgadas
- Desfibrilación bifásica
- Módulo de oximetría de pulso Nellcor
- Marcapasos externo integrado
- Modos manual y AED
- Electrodos y cables de monitoreo
- Batería recargable
- Maletín de transporte

## USO RECOMENDADO

Áreas de urgencias hospitalarias; Carro rojo y reanimación; Clínicas con atención de pacientes críticos

*Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.*