

LÁMPARA DE EXAMINACIÓN MEDSTAR CON 1 LED EN TRIPIE

Iluminación precisa y eficiente para procedimientos médicos de todos los niveles de complejidad.

Marca: EMSTAR

Lamparas

RESUMEN PRELIMINAR

Se muestran sólo datos de identidad confirmados. Especificaciones, imagen y accesorios se validan con su asesor.

Lámpara de examen LED con cuello flexible y base de tripié rodable, diseñada para proporcionar iluminación precisa en consultorios, clínicas y áreas de pequeña cirugía. Construcción en ABS y aluminio con control de atenuación de brillo.

Imagen no disponible

DESCRIPCIÓN

La lámpara de examen Medstar ESY-KS-Q3 es una solución de iluminación profesional para espacios médicos que requieren precisión y eficiencia. Su estructura ergonómica combina un cuello flexible tipo ganso con una base de pedestal dotada de ruedas con freno, permitiendo un posicionamiento óptimo sin comprometer la estabilidad.

Equipada con tecnología LED de bajo consumo energético, genera luz fría que no altera los tejidos ni produce calor, ideal para procedimientos que demandan visualización clara y prolongada. El control manual de atenuación de brillo permite adaptar la intensidad según las necesidades específicas de cada evaluación.

Fabricada con materiales de alta resistencia como ABS y aluminio, garantiza durabilidad y facilita la higiene del equipo. El interruptor de encendido/apagado se ubica en el cabezal para mayor comodidad operativa. Su consumo reducido de energía (3 watts) la convierte en una alternativa sustentable para instalaciones médicas.

Apta para exploración clínica, curaciones, procedimientos menores y diferentes especialidades médicas que demanden iluminación de precisión.

CARACTERÍSTICAS

- Cuello flexible tipo ganso para ajuste preciso de la dirección de luz
- Base con tripié y ruedas provistas de freno
- Diseño ergonómico de fácil manipulación y limpieza
- Materiales ABS y aluminio de alta resistencia
- Interruptor de encendido/apagado en el cabezal
- Luz LED fría sin generación de calor

- Control manual de atenuación de brillo
- Color negro

USO RECOMENDADO

Examinación en unidades médicas; Apoyo en salas de operación y cirugías menores; Salas de recuperación y urgencias; Consultorios de Ginecología; Consultorios de Dermatología; Consultorios de Veterinaria

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.