



Estuche de Laringoscopio Miller Luz Estandar 4 Hojas (#1 #2 #3 y #4) y Mango Universal

Visualización confiable de la vía aérea con configuración completa para todos los tipos de pacientes.

Marca: HGM

Diagnóstico

Laringoscopios

FICHA PRELIMINAR

Contenido técnico capturado para revisión. No acredita cumplimiento ni sustituye la documentación del fabricante.

Estuche completo de laringoscopio Miller con cuatro hojas de diferentes tamaños (#1, #2, #3 y #4) y mango universal. Diseñado para intubación orotraqueal en diversos tipos de pacientes.



DESCRIPCIÓN

El estuche de laringoscopio Miller marca HGM incluye un mango universal compatible con cuatro hojas rectas de diferentes tamaños, lo que permite su uso en pacientes pediátricos, adultos y de características anatómicas variadas. La configuración de luz estándar proporciona visualización directa del campo quirúrgico durante procedimientos de intubación.

Las hojas Miller incluidas (#1, #2, #3 y #4) abarcan el rango completo de tamaños clínicos, facilitando la selección apropiada según la edad y características del paciente. El mango universal está diseñado para ser ergonómico y duradero en entornos clínicos de alto uso.

Este instrumento es esencial en servicios de anestesiología, urgencias y cuidados intensivos donde se requiere acceso seguro a la vía aérea. La presentación en estuche protege la integridad del equipo y facilita su almacenamiento organizado en áreas clínicas.

CARACTERÍSTICAS

- Estuche completo con mango universal
- Cuatro hojas intercambiables (#1, #2, #3, #4)
- Diseño de hoja recta (Miller)
- Sistema de iluminación estándar
- Construcción resistente para uso hospitalario repetido

CARACTERÍSTICAS (CONTINUACIÓN)

- Empaque organizador para almacenamiento seguro

INCLUYE

- Mango universal
- Hoja Miller #1
- Hoja Miller #2
- Hoja Miller #3
- Hoja Miller #4
- Estuche de protección

USO RECOMENDADO

Servicios de anestesiología; Intubación orotraqueal; Unidades de cuidados intensivos; Salas de urgencias; Procedimientos quirúrgicos bajo anestesia general

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.