

Visualización confiable de la vía aérea con configuración completa para todos los tipos de pacientes.

Laryngoscopies

ESTUCHE DE LARINGOSCOPIO MILLER FIBRA OPTICA 4 HOJAS #1, #2, #3, #4 Y MANGO UNIVERSAL. H.P.

H2-693

TITULO	1. Cajas de laringoscopio con fibra optica.
	2. Laringos de fibra, de 4 tipos, con fibra optica, modelo H2.
DESCRIPCION	1. Cajas de laringoscopio con fibra optica.
	2. Laringos de fibra, de 4 tipos, con fibra optica, modelo H2.
USOS	1. Laringos de fibra, de 4 tipos, con fibra optica, modelo H2.
	2. Laringos de fibra, de 4 tipos, con fibra optica, modelo H2.
MATERIALES	1. Laringos de fibra, de 4 tipos, con fibra optica, modelo H2.
	2. Laringos de fibra, de 4 tipos, con fibra optica, modelo H2.
MANTENIMIENTO	1. Laringos de fibra, de 4 tipos, con fibra optica, modelo H2.
	2. Laringos de fibra, de 4 tipos, con fibra optica, modelo H2.
REQUISITOS	1. Laringos de fibra, de 4 tipos, con fibra optica, modelo H2.
	2. Laringos de fibra, de 4 tipos, con fibra optica, modelo H2.

ESPECIALIDADES

CONVENCIONES

FUNCIONES

OTRAS CARACTERISTICAS

INDICACIONES E INSTRUCCIONES

medianza.com.mx

- Hoja Miller #1
- Hoja Miller #2
- Hoja Miller #3
- Hoja Miller #4
- Estuche de protección

USO RECOMENDADO

Servicios de anestesiología; Intubación orotraqueal; Unidades de cuidados intensivos; Salas de urgencias; Procedimientos quirúrgicos bajo anestesia general

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.