



Mesa quirúrgica eléctrica Health Home HW503A con desplazamiento longitudinal

Marca: Health Home

Quirófano

Mesas quirúrgicas

Mesa quirúrgica Health Home HW503A con accionamiento mecánico-eléctrico, control por microprocesador y desplazamiento longitudinal. Su tablero radiotransparente de 2,050 × 520 mm facilita la organización del acceso con arco en C.

La Health Home HW503A combina transmisión mecánico-eléctrica con control por microprocesador para el posicionamiento quirúrgico. El tablero radiotransparente permite integrar procedimientos que requieren acceso con arco en C, sujeto a la disposición del paciente y del equipo de imagen. El tablero mide 2,050 × 520 mm y la altura se ajusta de 750 a 1,100 mm. Dispone de desplazamiento longitudinal para organizar el acceso al campo de interés; el recorrido publicado de 400-600 mm debe confirmarse para la configuración cotizada antes de definir la instalación y el uso previsto. La ficha publica inclinaciones longitudinales de al menos 25° hacia delante y atrás, lateralidad de al menos 20° hacia cada lado y elevador renal de 120 mm. Estos movimientos permiten adaptar la postura y el apoyo del paciente conforme a las indicaciones del procedimiento. Utiliza alimentación de 110 V, 50/60 Hz, con potencia indicada de 1 kVA, y la ficha describe batería de 12 V y 12 Ah. Los accesorios desmontables permiten configurar los apoyos necesarios; la batería y el inventario de entrega deben constar en la cotización de esta referencia.



CARACTERÍSTICAS

- Accionamiento mecánico-eléctrico.
- Superficie radiotransparente.
- Control por microprocesador.
- Batería de respaldo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cubierta	2050 × 520 mm
Altura	750-1100 mm
Inclinación longitudinal	?25° hacia adelante/atrás
Inclinación lateral	?20° izquierda/derecha
Elevador renal	Hasta 120 mm
Alimentación	110V CA; 50/60 Hz; 1.0 kVA
Batería	12V; 12 Ah

■ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (CONTINUACIÓN)

Movimiento longitudinal publicado 400-600 mm; confirmar recorrido de suministro

■ INCLUYE

- Mesa Health Home HW503A. La ficha del importador enumera arco de anestesia, dos soportes para brazos, dos pernerasGoepel, soporte de cabeza y dos soportes laterales
- confirmar cantidades y accesorios de la cotización

Uso recomendado: Posicionamiento en cirugía general y procedimientos compatibles con arco enC por personal sanitario capacitado, conforme a las instrucciones del equipo.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.