



ELECTRODO RECTANGULAR DE 4X8 CM

Conductividad confiable sin riesgos de oxidación: la solución de carbón para estimulación eléctrica segura.

Marca: EMSTAR

Otros

FICHA PRELIMINAR

Contenido técnico capturado para revisión. No acredita cumplimiento ni sustituye la documentación del fabricante.

Electrodo rectangular reutilizable de 4 x 8 cm con placa conductora de carbón y adhesivo de larga duración. Diseñado para equipos de estimulación eléctrica en rehabilitación y fisioterapia.

Imagen no disponible

DESCRIPCIÓN

El Electrodo Rectangular KHG-CM4080 es un consumible especializado fabricado con material no tejido de alta calidad y placa conductora de carbón que proporciona excelente conductividad eléctrica sin los inconvenientes de oxidación asociados a conductores metálicos.

Su adhesivo de gran durabilidad permite múltiples aplicaciones en un mismo paciente, ofreciendo estabilidad en el desempeño durante el tratamiento. El cable y conector están recubiertos de PVC para mayor seguridad y aislamiento eléctrico.

Este electrodo es hipoalergénico y ha sido desarrollado para garantizar comodidad al paciente durante sesiones prolongadas de estimulación. Su construcción de material no tejido facilita la manipulación y adaptación a diferentes áreas anatómicas.

Apto para utilizarse exclusivamente con un solo paciente, cumpliendo así con los estándares de higiene e inocuidad requeridos en entornos clínicos y de rehabilitación.

CARACTERÍSTICAS

- Material No Tejido con adhesivo de larga duración
- Placa conductora de Carbón
- Cable y conector recubierto de PVC
- Reutilizable
- Fácil de manipular

CARACTERÍSTICAS (CONTINUACIÓN)

- No produce alergias en la piel
- Desempeño estable
- Excelente calidad garantizada

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	4 cm de ancho x 8 cm de largo
Densidad de potencia máxima	0.1 watts/cm ²
Presentación	Bolsa con 4 piezas
Color	Blanco
Condición	No esterilizado

INCLUYE

- 4 electrodos rectangulares de 4 x 8 cm
- Cable con conector PVC
- Embalaje protector

USO RECOMENDADO

Estimulación Nerviosa Eléctrica Transcutánea (TENS); Estimulación Eléctrica Muscular; Estimulación Eléctrica de Frecuencia Media; Rehabilitación y Fisioterapia; Cuidado de la Salud; Ejercicio Físico Terapéutico

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.