

Transductor de Temperatura Pediátrico Neonatal Monitor Serie Umec

Monitoreo continuo y confiable de temperatura en pacientes pediátricos y neonatales para entornos de atención especializada.

Marca: MINDRAY

Imagenología

Transductores

RESUMEN PRELIMINAR

Se muestran sólo datos de identidad confirmados. Especificaciones, imagen y accesorios se validan con su asesor.

Transductor de temperatura pediátrico neonatal para monitor, orientado al seguimiento clínico de la temperatura en pacientes pediátricos y neonatales. Este tipo de accesorio se utiliza en entornos hospitalarios y de atención especializada donde se requiere medición continua como parte del monitoreo del paciente. Su aplicación se concentra en áreas de vigilancia clínica vinculadas con equipos de monitoreo compatibles de la serie UMEC. Es una solución pensada para apoyar el control térmico en unidades con atención pediátrica y neonatal.

Imagen no disponible

DESCRIPCIÓN

El transductor de temperatura pediátrico neonatal es un accesorio clínico diseñado para integrarse con sistemas de monitoreo compatibles y apoyar la vigilancia de la temperatura en pacientes pequeños, particularmente en contextos pediátricos y neonatales. Se trata de un componente de uso hospitalario que forma parte del entorno de monitorización, por lo que su valor comercial está relacionado con la continuidad operativa de las estaciones de atención y la capacidad del personal para dar seguimiento al estado térmico del paciente.

En la práctica clínica, este tipo de accesorio se utiliza en áreas donde el control de la temperatura es relevante para la observación y el cuidado del paciente. Puede formar parte del equipamiento de unidades neonatales, salas de recuperación, áreas de observación pediátrica y servicios de hospitalización donde los monitores requieren sensores o transductores específicos compatibles con la plataforma instalada. Su función se enmarca dentro del monitoreo de parámetros básicos, sin sustituir la evaluación médica ni otros medios diagnósticos.

Desde el punto de vista institucional, es un insumo de interés para hospitales, clínicas y centros médicos que operan con monitoreo continuo y necesitan mantener la compatibilidad de sus equipos. También resulta útil para departamentos de ingeniería clínica, biomédica y compras que administran inventario de accesorios por modelo o serie. Para instituciones con alta rotación de pacientes pediátricos o neonatales, contar con el componente correcto contribuye a evitar interrupciones en la operación del monitoreo.

Comercialmente, este producto se posiciona como un accesorio de equipo para sistemas de monitoreo, por lo que la validación de compatibilidad es esencial antes de la compra. En Medianza se recomienda confirmar el modelo del monitor, la serie y la referencia del accesorio para asegurar correspondencia entre equipo y repuesto funcional. Dado que no se

cuenta con ficha técnica oficial verificada para este SKU, la publicación debe presentarse con enfoque prudente, descriptivo y orientado a la compatibilidad histórica, evitando atributos técnicos no confirmados.

Para hospitales y clínicas, el valor principal de este producto es mantener la continuidad del servicio de monitoreo pediátrico y neonatal con un accesorio alineado a la plataforma instalada. Su adquisición suele responder a reposición, mantenimiento operativo o administración de inventario técnico especializado.

CARACTERÍSTICAS

- Accesorio para monitoreo clínico
- Aplicación pediátrica y neonatal
- Uso en entornos hospitalarios
- Compatible con la serie UMEC según referencia histórica
- Orientado al seguimiento de temperatura
- Formato de reposición para equipos de monitoreo
- Enfoque en atención especializada
- Uso institucional y clínico
- Apoyo a la vigilancia continua del paciente

USO RECOMENDADO

Monitoreo de temperatura en pacientes pediátricos; Monitoreo de temperatura en pacientes neonatales; Reposición para equipos de monitoreo compatibles; Uso en unidades hospitalarias de atención especializada

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.