

TRAMPA DE AGUA NEONATAL DESECHABLE CADA UNA MONITOR SERIE UMEC

Protección confiable contra contaminación en monitorización respiratoria neonatal con tecnología patentada de Mindray.

Marca: MINDRAY

Monitores

RESUMEN PRELIMINAR

Se muestran sólo datos de identidad confirmados. Especificaciones, imagen y accesorios se validan con su asesor.

Trampa de agua desechable neonatal para monitores de gases respiratorios serie UMEC de Mindray. Sistema de protección de bajo flujo (70-120 ml/min) diseñado específicamente para aplicaciones neonatales con filtro antibacteriano hidrófobo de 0.45 µm.

Imagen no disponible

DESCRIPCIÓN

La trampa de agua neonatal desechable para monitores serie UMEC es un componente crítico del sistema DRYLINETM II de Mindray, que proporciona protección integral contra la contaminación por humedad, bacterias y secreciones en la monitorización de gases respiratorios. Esta unidad está específicamente optimizada para aplicaciones neonatales, con un rango de flujo de 70-120 ml/min que garantiza respuesta rápida y sin afectaciones en pacientes recién nacidos.

El diseño patentado incluye un filtro antibacteriano hidrófobo de 0.45 µm que protege eficazmente el analizador de gases, además de filtros autosellantes adicionales que proporcionan protección de seguridad redundante. La arquitectura de la trayectoria de muestra de gases está optimizada para flujo, asegurando que los tiempos de respuesta clínicos se mantengan prácticamente inalterados incluso en condiciones de presencia de humedad.

Esta trampa de agua se integra seamlessly con analizadores AIONTM Platinum de Mindray y es compatible con monitores de gases de cualquier marca. El producto viene para uso de hasta un mes, ofreciendo un equilibrio entre seguridad desechable y eficiencia económica. El sistema incluye un receptáculo con detectores automáticos que identifican el tipo de trampa y detienen la bomba cuando es removida, minimizando errores operativos.

CARACTERÍSTICAS

- Filtro antibacteriano hidrófobo de 0.45 µm
- Protección fail-safe con filtros autosellantes adicionales
- Trayectoria de muestra de gas optimizada para flujo

- Rango de flujo neonatal 70-120 ml/min
- Uso hasta un mes
- Diseño patentado
- Identificación automática de tipo de trampa en receptáculo
- Cierre automático de bomba al remover la trampa
- Compatible con analizadores AION™ Platinum
- Compatible con monitores de gases de cualquier marca

■ USO RECOMENDADO

Monitorización de gases respiratorios en pacientes neonatales; Aplicaciones de anestesia neonatal; Cuidados intensivos neonatales; Integración con monitores de gases multiparamétricos

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.