

Monitor Signos Vitales Con Capnografía Touch UMEC12

Monitoreo confiable y accesible: capnografía táctil para decisiones clínicas respaldadas.

Marca: MINDRAY

Monitoreo

Monitores de Signos Vitales

RESUMEN PRELIMINAR

Se muestran sólo datos de identidad confirmados. Especificaciones, imagen y accesorios se validan con su asesor.

Monitor de signos vitales con capnografía y pantalla táctil de la serie uMEC de Mindray. Diseñado para entornos de monitoreo continuo con mediciones precisas y estables de parámetros esenciales, combinando facilidad de uso con durabilidad excepcional.

Imagen no disponible

DESCRIPCIÓN

El Monitor UMEC12 con Capnografía Touch de Mindray es parte de la serie uMEC, una línea de monitores de pacientes que aprovecha 25 años de experiencia en monitorización clínica. Este dispositivo ofrece medición precisa y estable de parámetros vitales esenciales, permitiendo que el personal clínico tome decisiones confiables y respaldadas por datos fiables.

Con una interfaz de usuario intuitiva y pantalla táctil, el UMEC12 simplifica flujos de trabajo y mejora la eficiencia operativa en diversos entornos clínicos. Los cuidadores requieren menos tiempo de capacitación, optimizando recursos y permitiendo dedicar más tiempo a la atención directa del paciente.

El monitor ha sido sometido a pruebas rigurosas de seguridad y fiabilidad eléctrica, garantizando extrema durabilidad y larga vida útil incluso en ambientes exigentes. La capnografía integrada proporciona información adicional crítica sobre la función respiratoria del paciente.

Flexible en configuración, permite personalizar perfiles para diferentes situaciones clínicas y requisitos de uso, incluyendo valores predeterminados, diseño de pantalla y configuración del sistema.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla táctil intuitiva
- Capnografía integrada
- Medición precisa de parámetros vitales
- Interfaz de usuario simplificada
- Perfiles de configuración personalizables

- Durabilidad extrema
- Larga vida útil
- Construcción robusta tras pruebas estrictas de seguridad

■ USO RECOMENDADO

Unidades de cuidados intermedios; Salas de recuperación; Áreas de monitoreo continuo; Entornos hospitalarios; Espacios clínicos con requisitos de monitoreo flexible desde spot check a monitoreo continuo

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.