

Camilla De Lujo Con Movimiento 360 Porta Suero Barandales Abatibles

Marca: LIAISON MEDICAL

Urgencias y Rescate

Camillas

FICHA PRELIMINAR

Contenido técnico capturado para revisión. No acredita cumplimiento ni sustituye la documentación del fabricante.

Camilla de lujo Liaison MN-SD001 con movimiento 360 grados y múltiples funciones de ajuste. Diseñada para instituciones de salud que requieren equipamiento de alta calidad y versatilidad operativa.

La Camilla de Lujo Liaison MN-SD001 representa una solución integral para departamentos de urgencias, rescate y áreas de atención crítica. Su tecnología de movimiento 360 grados sin esfuerzo permite una movilización segura y eficiente del paciente en cualquier dirección, optimizando tiempos de respuesta en protocolos de emergencia.

Cuenta con múltiples funciones de ajuste independientes que permiten personalizar la posición según necesidades clínicas: regulación de altura, inclinación de espalda de 0° a 70°, y posicionamiento de pies. Integra soluciones funcionales como porta suero incorporado, espacio dedicado para tanque de oxígeno y barandales abatibles para facilitar la transferencia segura de pacientes.

El equipo está construido con estándares de durabilidad hospitalaria, soportando pacientes de hasta 170 kg. Sus ruedas de 15 cm con freno central garantizan estabilidad y control en desplazamientos intrahospitalarios.



CARACTERÍSTICAS

- Movimiento 360 grados sin esfuerzo
- Regulación de altura motorizada (500-900 mm)
- Inclinación de espalda ajustable (0° a 70°)
- Ajuste independiente de posición de pies
- Porta suero integrado
- Espacio para tanque de oxígeno
- Ruedas de 15 cm con freno central
- Capacidad de carga hasta 170 kg
- Construcción de lujo para ambiente hospitalario

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	1930 x 645 x 500-900 mm
Altura regulable	500-900 mm
Rango de inclinación de espalda	0° a 70°
Capacidad de carga	170 kg
Diámetro de ruedas	15 cm

INCLUYE

- Camilla completa con mecanismos de ajuste
- Barandales abatibles
- Ruedas giratorias
- Porta suero
- Sistema de freno central

Uso recomendado: Departamentos de urgencias y emergencias; Servicios de rescate y transporte crítico; Unidades de cuidados intensivos; Salas de operación; Áreas de recuperación postoperatoria; Servicios de traslado intrahospitalario

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.