

MESA RIÑÓN CON ENTREPAÑO CROMADA

Movilidad, higiene y ergonomía integradas para optimizar tu espacio clínico.

Marca: HM3

Mesas

RESUMEN PRELIMINAR

Se muestran sólo datos de identidad confirmados. Especificaciones, imagen y accesorios se validan con su asesor.

Mesa de riñón con entrepaño cromada, fabricada en acero inoxidable tipo 304 con estructura reforzada. Diseño ergonómico con rodajas termoplásticas para facilitar su movilidad en espacios clínicos.

Imagen no disponible

DESCRIPCIÓN

La Mesa Riñón con Entrepaño Cromada es una solución de mobiliario médico especializada para entornos clínicos y de consultoría. Su estructura en acero inoxidable tipo 304 garantiza durabilidad, higiene y facilidad de desinfección, cumpliendo con los estándares de bioseguridad requeridos en instituciones de salud.

El diseño ergonómico tipo célula de trabajo optimiza el flujo operativo al proporcionar espacio de trabajo eficiente con entrepaño de almacenamiento integrado. La cubierta pulida y el entrepaño reforzado permiten soportar cargas de trabajo continuo manteniendo su integridad estructural.

Equipada con seis rodajas de hule termoplástico de alta capacidad, facilita la reubicación dentro del área de trabajo sin dañar pisos. El barandal protector integrado previene la caída de instrumentos y objetos, mejorando la seguridad operativa del personal clínico.

Su acabado cromado pulido proporciona una apariencia profesional mientras mantiene excelentes propiedades de limpieza y descontaminación para cumplir con protocolos de asepsia institucionales.

CARACTERÍSTICAS

- Cubierta y entrepaño reforzados en acero inoxidable tipo 304 pulido
- Estructura en perfil de acero con acabado cromado
- Barandal protector de acero inoxidable pulido
- Seis rodajas de hule termoplástico color gris
- Diseño ergonómico para trabajo clínico
- Rodajas que no mancha pisos

- Acabado pulido de fácil limpieza

■ USO RECOMENDADO

Consultorios médicos; Clínicas de especialidades; Centros quirúrgicos; Áreas de procedimientos clínicos; Espacios de atención ambulatoria; Centros de diagnóstico

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.