

Mesa De Operaciones Electrohidraulica. Cirugia General. Con Bateria. 358 / 300 Kg.

Marca: PRAIZE

Quirófano

Mesas de Cirugía

FICHA PRELIMINAR

Contenido técnico capturado para revisión. No acredita cumplimiento ni sustituye la documentación del fabricante.


Mesa de operaciones electrohidráulica de alta precisión diseñada para cirugía general y procedimientos especializados. Sistema de accionamiento mixto eléctrico e hidráulico que garantiza movimientos estables y controlados con máxima seguridad clínica.

La Mesa de Operaciones Electrohidráulica PRZ-E700-TAI es una solución quirúrgica integral diseñada para responder a las exigencias del quirófano moderno. Su sistema electrohidráulico de accionamiento mixto permite desplazamientos precisos, estables y controlados, brindando condiciones óptimas tanto para el equipo médico como para el paciente durante procedimientos de cirugía general y especializada.

Construida con materiales de grado médico de alta resistencia, la mesa cuenta con estructura sólida y equilibrada pensada para uso intensivo en ambientes clínicos hospitalarios. Su superficie amplia con secciones articuladas facilita diversas configuraciones quirúrgicas, permitiendo ajustes de posiciones habituales como Trendelenburg, Trendelenburg inverso, elevación de piernas, respaldo y dorsiflexión para acceso óptimo al campo operatorio.

Equipada con ruedas de freno independiente para traslado seguro y fijación estable, complementada con sistema adicional de bloqueo mecánico que asegura los segmentos durante procedimientos críticos. El control ergonómico mediante panel y/o control remoto con cable es apto para zonas estériles, optimizando la operación y reduciendo el esfuerzo del personal médico.

Su compatibilidad con amplia gama de accesorios opcionales, componentes desmontables y superficies de fácil desinfección garantizan adaptabilidad clínica y protocolos de higiene simplificados, posicionándola como solución versátil para quirófanos de hospitales, clínicas y centros de cirugía de mediana y alta complejidad.



CARACTERÍSTICAS

- Sistema electrohidráulico de accionamiento mixto eléctrico e hidráulico
- Movimientos precisos, estables y controlados
- Construcción sólida con materiales de grado médico
- Superficie amplia con secciones articuladas
- Recubrimientos anticorrosivos resistentes
- Ajuste de altura por accionamiento eléctrico
- Rangos amplios de movimiento para posiciones quirúrgicas
- Posiciones Trendelenburg, Trendelenburg inverso, elevación de piernas, respaldo y dorsiflexión
- Panel ergonómico y control remoto con cable estéril
- Ruedas con freno independiente
- Sistema de bloqueo mecánico de segmentos

- Compatible con accesorios opcionales (reposacabezas, soportes para extremidades, platinas laterales, porta sueros)
- Componentes desmontables para mantenimiento
- Fácil limpieza y desinfección
- Batería incorporada
- Capacidad de carga alta

■ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Capacidad de carga	Alta
Sistema de control	Eléctrico e hidráulico combinado
Ajuste de altura	Accionamiento eléctrico
Rangos de movimiento	Amplios ángulos para posiciones quirúrgicas
Segmentos articulados	Respaldo, piernas y secciones móviles
Material	Acero clínico con recubrimiento anticorrosivo
Ruedas	Con freno independiente
Peso operacional	358 kg
Peso mínimo (sin carga)	300 kg
Fuente de energía	Batería
Accesorios	Múltiples opciones disponibles

■ INCLUYE

- | | |
|--|--|
| ■ Mesa quirúrgica electrohidráulica completa | ■ Sistema de accionamiento electrohidráulico integrado |
| ■ Panel de control ergonómico | ■ Control remoto con cable estéril |
| ■ Ruedas con freno independiente | ■ Sistema de bloqueo mecánico |
| ■ Batería incorporada | |

Uso recomendado: Procedimientos ortopédicos; Intervenciones ginecológicas; Cirugía urológica; Procedimientos laparoscópicos; Cirugías que requieren posicionamiento preciso y versátil del paciente; Procedimientos de complejidad media y alta

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.