

Desfibrilador DEA Fred PA-1 Semi Automatico Acceso Publico

Respuesta rápida y segura ante emergencias cardiacas en espacios de alta concurrencia.

Marca: SCHILLER

Desfibriladores

Desfibriladores DEA

El DEA FRED PA-1 de SCHILLER es un desfibrilador externo de acceso público diseñado para apoyar la atención inicial de un paro cardíaco. Su uso está orientado a espacios con alta afluencia como escuelas, centros comerciales, oficinas, estadios y otros entornos comunitarios. El equipo guía al usuario durante el proceso de respuesta y está pensado para ser utilizado por personal capacitado y también por legos en situaciones de emergencia, facilitando una intervención rápida mientras llega la atención médica especializada.



DESCRIPCIÓN

El DEA FRED PA-1 de SCHILLER es un desfibrilador externo de acceso público orientado a la atención inicial de emergencias por paro cardíaco en entornos donde una respuesta rápida puede ser determinante. Se trata de un equipo pensado para acompañar al usuario paso a paso durante el proceso de reanimación, con enfoque en simplicidad operativa y disponibilidad inmediata.

En aplicaciones clínicas y de primera respuesta, este tipo de equipo resulta útil como parte de estrategias de cardioprotección en sitios con afluencia de personas, áreas corporativas, instituciones educativas, instalaciones deportivas, centros comerciales y espacios públicos. Su valor comercial radica en que permite contar con una solución de desfibrilación accesible para escenarios donde no siempre hay personal sanitario presente de forma continua.

El FRED PA-1 se asocia con entornos de uso institucional y comunitario, especialmente en organizaciones que buscan reforzar sus protocolos de respuesta ante emergencias cardiovasculares. También puede integrarse en programas de preparación para brigadas internas, personal de seguridad, recepción, mantenimiento o primeros auxilios, siempre conforme a los lineamientos internos de cada institución.

CARACTERÍSTICAS

- Desfibrilador de acceso público
- Uso orientado a respuesta inicial en emergencias cardiacas
- Versión semiautomática según fuentes comerciales coincidentes
- Guía de uso paso a paso
- Diseñado para entornos de alta afluencia
- Aplicable en espacios públicos e institucionales
- Enfoque en operación sencilla
- Marca SCHILLER

■ Modelo FRED PA-1

■ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	FRED PA-1
Marca	SCHILLER
Tipo de producto	Desfibrilador externo automático de acceso público
Versión comercial	Semiautomático
Energía máxima en adultos	Hasta 200 J
Forma de onda	Bifásica Exponencial Truncada (BTE)
Dimensiones	310 x 255 x 100 mm
Peso	Aproximadamente 2.5 kg con batería y accesorios estándar
Protección del gabinete	IP55
Registro de ECG	2 horas
Eventos técnicos registrados	500 eventos
Tipo de batería	Lithium/MnO2 15 V, 2.8 Ah

■ INCLUYE

- Desfibrilador DEA semiautomático
- Electrodo desechables
- Batería de larga duración
- Maletín de transporte
- Manual de usuario
- Sistema de autoverificación automática

■ USO RECOMENDADO

Espacios públicos de alta afluencia; Instituciones educativas y corporativas; Áreas de recepción, acceso y tránsito institucional

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.