



Foco Transiluminador Halogeno 2.5 V.

Marca: WELCH ALLYN

Accesorios y Refacciones

Refacciones

FICHA PRELIMINAR

Contenido técnico capturado para revisión. No acredita cumplimiento ni sustituye la documentación del fabricante.

Foco transiluminador de halógeno 2.5V marca Welch Allyn diseñado para iluminación directa de alta intensidad en procedimientos clínicos. Proporciona luz clara y concentrada para examinar cavidades orales, auriculares y otras áreas de difícil acceso.

El foco transiluminador halógeno 2.5V de Welch Allyn es un instrumento de iluminación de precisión utilizado en ámbitos clínicos para procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Su sistema óptico genera una luz blanca intensa y directa, permitiendo visualización clara de estructuras anatómicas con máxima penetración luminosa.

Caracterizado por su construcción robusta y confiable, este dispositivo mantiene consistencia en la calidad de iluminación durante jornadas prolongadas de trabajo clínico. La tecnología halógena ofrece una reproducción cromática óptima para evaluaciones precisas del tejido examinado.

Su diseño compacto facilita el manejo en espacios reducidos y su compatibilidad con diversos cabezales especializados lo hace versátil para múltiples aplicaciones clínicas. El voltaje de 2.5V garantiza operación segura en entornos médicos con protocolos de bioseguridad.

Este foco es un componente esencial en consultorios, clínicas y hospitales donde se requiere iluminación controlada y de alta intensidad para procedimientos diagnósticos rutinarios.

CARACTERÍSTICAS

- Luz halógena de alta intensidad
- Voltaje nominal 2.5V
- Iluminación blanca concentrada
- Diseño compacto y portátil
- Reproducción cromática óptima
- Cabezal intercambiable
- Construcción resistente
- Operación segura para uso clínico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	2.5V
Tipo de fuente luminosa	Halógena

INCLUYE

- Foco halógeno 2.5V
- Cabezal principal

Uso recomendado: Otorrinolaringología; Odontología; Medicina general; Evaluación de cavidad oral; Examen otoscópico; Procedimientos diagnósticos clínicos; Inspección de cavidades corporales accesibles

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.