



Foco Laringoscopio F.O. Halogeno 2.5 V

Marca: WELCH ALLYN

Diagnóstico

Laringoscopios

FICHA PRELIMINAR

Contenido técnico capturado para revisión. No acredita cumplimiento ni sustituye la documentación del fabricante.

Foco de reemplazo halógeno de 2.5V para laringoscopios Welch Allyn. Proporciona iluminación de alta calidad para visualización clara durante procedimientos de vía aérea.

El foco laringoscopio F.O. halógeno 2.5V de Welch Allyn es un componente esencial para laringoscopios de fibra óptica. Su tecnología halógena garantiza una iluminación brillante y consistente, fundamental para la correcta visualización de las estructuras laríngeas durante procedimientos de intubación y otras intervenciones de vía aérea.

Este foco de reemplazo ha sido diseñado para mantener los estándares de calidad óptica que caracterizan a los equipos Welch Allyn. Su voltaje de 2.5V lo hace compatible con los sistemas de laringoscopios de fibra óptica estándar en uso hospitalario.

La iluminación halógena proporciona una temperatura de color neutro que permite una visualización más precisa de los tejidos, reduciendo la fatiga visual del operador durante procedimientos prolongados. Su vida útil extendida lo convierte en una solución económica para el mantenimiento preventivo de laringoscopios.

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología halógena de alta luminosidad
- Voltaje: 2.5V
- Compatible con laringoscopios de fibra óptica Welch Allyn
- Temperatura de color neutra
- Vida útil prolongada
- Fácil instalación y reemplazo

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltaje	2.5V
Tipo	Foco halógeno
Aplicación	Laringoscopios de fibra óptica

INCLUYE

- 1 foco laringoscopio F.O. halógeno 2.5V

Uso recomendado: Intubación endotraqueal; Exploración laríngea; Anestesiología; Urgencias y cuidados intensivos; Quirófanos

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.