

Oftalmoscopio Halogeno de 3.5V Autostep

Precisión diagnóstica oftalmológica con tecnología halógena confiable para tu práctica clínica.

Marca: WELCH ALLYN

Otoscopios y Oftalmoscopios

Oftalmoscopio halógeno de 3.5V con sistema AutoStep de Welch Allyn, diseñado para el examen directo de estructuras oculares posteriores. Instrumento óptico de precisión para diagnóstico oftalmológico en entornos clínicos.



DESCRIPCIÓN

El oftalmoscopio halógeno de 3.5V AutoStep es un instrumento diagnóstico especializado que permite la visualización directa del fondo de ojo y estructuras oftalmológicas internas. Diseñado conforme a estándares internacionales de calidad, proporciona iluminación halógena consistente y óptica de alto rendimiento para exámenes oftalmológicos detallados.

El sistema AutoStep facilita la navegación a través de diferentes lentes correctoras, optimizando la eficiencia clínica durante los procedimientos diagnósticos. Su voltaje de 3.5V asegura operación confiable con baterías estándar, permitiendo uso en diferentes configuraciones de consultorios y unidades móviles.

Este instrumento es fundamental en protocolos de evaluación oftalmológica inicial, seguimiento de patologías retinianas y despistaje de afecciones del segmento posterior del ojo. Su óptica de precisión y fuente halógena lo hacen especialmente útil en ambientes donde se requiere máxima claridad diagnóstica.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema de iluminación halógena de alta intensidad
- Mecanismo AutoStep para cambio de lentes correctoras
- Voltaje de operación 3.5V
- Óptica multicapa de precisión
- Diseño ergonómico para examen prolongado
- Compatibilidad con baterías estándar

INCLUYE

- Cabezal oftalmoscópico
- Fuente halógena integrada
- Selector de lentes correctoras

- Filtros de visualización
- Adaptador o cable de alimentación según configuración

USO RECOMENDADO

Consultorios de oftalmología; Servicios de urgencias y emergencias; Clínicas de atención primaria; Unidades móviles de diagnóstico; Protocolos de evaluación de retina y nervio óptico; Seguimiento de pacientes con patologías oftalmológicas crónicas

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.