

Brazalete Flexiport Desechable # 11 Caja C/20

Brazaletes desechables que simplifican el control de presión arterial sin comprometer la higiene.

Marca: WELCH ALLYN

Monitoreo

Brazaletes y Sensores

RESUMEN PRELIMINAR

Se muestran sólo datos de identidad confirmados. Especificaciones, imagen y accesorios se validan con su asesor.

Brazalete desechable Flexiport de Welch Allyn, diseñado para mediciones de presión arterial en entornos clínicos. Ofrece comodidad al paciente y facilita procedimientos repetitivos sin necesidad de desinfección entre usos.

Imagen no disponible

DESCRIPCIÓN

El brazalete Flexiport desechable es un accesorio esencial para sistemas de monitoreo de presión arterial no invasivo. Su construcción desechable elimina la necesidad de limpieza y desinfección entre pacientes, reduciendo tiempos de preparación y minimizando riesgos de contaminación cruzada en entornos de alto flujo de pacientes.

Diseñado con materiales flexibles y seguros para la piel, proporciona una experiencia cómoda durante las mediciones, particularmente en procedimientos prolongados o repetitivos. La compatibilidad con sistemas Welch Allyn garantiza un acoplamiento seguro y lecturas confiables.

Su formato de caja con 20 unidades facilita la gestión de inventarios en instituciones de salud, permitiendo disponibilidad constante sin ocupar espacio excesivo de almacenamiento. Ideal para departamentos con alta demanda de estudios de presión arterial.

CARACTERÍSTICAS

- Desechable
- Material flexible y seguro para piel sensible
- Compatible con sistemas Welch Allyn
- Fácil colocación y aseguramiento
- Reducción de tiempo de preparación entre pacientes
- Presentación en caja de 20 unidades

USO RECOMENDADO

Hospitales y clínicas; Unidades de cuidados intensivos; Consultorios de medicina general; Centros de atención ambulatoria; Servicios de urgencias; Procedimientos diagnósticos repetitivos

Documento preliminar: no sustituye la ficha del fabricante ni acredita especificaciones, accesorios o registros todavía no validados.