

# Vaporizador de Isoflurano para Maquina de Anestesia Wato

Marca: MINDRAY ANIMAL CARE    Anestesia    Vaporización anestésica

Vaporizador de isoflurano para máquina de anestesia WATO, orientado a integración con equipos de anestesia veterinaria de la línea Mindray Animal Care. Se utiliza para apoyar la administración de anestesia inhalada en procedimientos clínicos donde se requiere control del agente volátil durante la atención de pacientes veterinarios. Su aplicación es relevante en quirófanos, áreas de procedimientos y entornos hospitalarios veterinarios que trabajan con anestesia inhalada. Es una solución comercial enfocada en instituciones que buscan compatibilidad con su plataforma WATO dentro de un flujo de trabajo anestésico profesional.



## DESCRIPCIÓN

El vaporizador de isoflurano para máquina de anestesia WATO es un componente orientado al uso en anestesia inhalada dentro de entornos veterinarios. Por su denominación histórica, se asocia a la plataforma WATO de Mindray Animal Care y está dirigido a complementar sistemas de anestesia utilizados en hospitales y clínicas veterinarias. Su función comercial se centra en apoyar la administración de isoflurano durante procedimientos anestésicos, dentro de flujos de trabajo clínicos que requieren equipos compatibles y manejo profesional del agente volátil.

Este tipo de producto se integra en aplicaciones clínicas relacionadas con cirugías, procedimientos diagnósticos bajo sedación o anestesia, y atención de pacientes que demandan vigilancia anestésica controlada. Su uso es pertinente en quirófanos veterinarios, salas de procedimientos, áreas de preparación anestésica y unidades hospitalarias que operan con equipamiento de anestesia por inhalación.

Desde la perspectiva institucional, resulta especialmente útil para hospitales veterinarios, clínicas de especialidad, centros de cirugía y unidades que requieren mantener continuidad operativa en su infraestructura de anestesia. Para este perfil de cliente, el valor comercial está en contar con un componente alineado a su plataforma de trabajo, facilitando la estandarización del equipo y la administración de insumos anestésicos dentro del mismo ecosistema técnico.

## CARACTERÍSTICAS

- Orientado a anestesia inhalada veterinaria
- Compatible por denominación con plataforma WATO
- Aplicación en entornos clínicos y quirúrgicos veterinarios
- Uso institucional en hospitales y clínicas
- Producto especializado para administración de isoflurano
- Enfocado en flujo de trabajo anestésico profesional
- Alineado a equipamiento Mindray Animal Care
- Adecuado para áreas de procedimientos y cirugía

## USO RECOMENDADO

---

Hospitales veterinarios con servicio de anestesia inhalada; Clínicas veterinarias con área quirúrgica; Centros de especialidad veterinaria; Áreas de procedimientos que usan plataforma WATO

*Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.*