



Fluoroscopio móvil Mizar Health XiScan 5000 mini arco en C

Marca: Mizar Health

Imagenología

Fluoroscopios y arcos en C

Fluoroscopio móvil mini arco en C para imagen de extremidades, con apertura de 50 cm, detector plano de 15 × 15 cm y fluoroscopia continua y pulsada.

El Mizar Health XiScan 5000 es un fluoroscopio móvil de tipo mini arco en C para obtener imágenes de extremidades durante procedimientos y exploraciones. Su diseño permite orientar el sistema alrededor del área de trabajo.

El catálogo de Medi Royal describe una apertura del arco de 50 cm y detector plano de 15 × 15 cm. El equipo ofrece fluoroscopia continua y pulsada, además de un sistema de alimentación ininterrumpida con autonomía publicada de hasta 50 minutos.

La configuración ofrecida en el catálogo del proveedor menciona un monitor ELO de 27 pulgadas de grado médico. La documentación de FM Control también presenta configuraciones con monitor de 23 pulgadas; por ello, el tamaño y dotación definitivos se especifican en la cotización del equipo suministrado.

El catálogo contempla aplicaciones en cirugía abierta y mínimamente invasiva de extremidades, exploración de lesiones traumatológicas y procedimientos de urgencias. El suministro, software, detector, monitor, servicios de instalación y capacitación se definen en la propuesta comercial. El equipo requiere operación por personal capacitado conforme al manual aplicable.



CARACTERÍSTICAS

- Mini arco en C móvil para imagen de extremidades.
- Fluoroscopia continua y pulsada.
- Apertura del arco de 50 cm.
- Sistema de alimentación ininterrumpida.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de equipo	Fluoroscopio móvil mini arco en C
Apertura del arco	50 cm
Detector plano	15 × 15 cm
Modos de fluoroscopia	Continua y pulsada
Autonomía publicada	Hasta 50 minutos con SAI y baterías
Monitor de catálogo Medi Royal	ELO 27 pulgadas; confirmar configuración contratada

INCLUYE

- Sistema XiScan 5000 en la configuración contratada.
- Monitor, detector y dotación final conforme a cotización del proveedor.

Uso recomendado: Obtención de imágenes de extremidades por personal capacitado, conforme al manual y a la configuración contratada.