



Monitor ambulatorio de presión arterial ZGN-iE75 | Zegen

Marca: Zegen

Monitoreo

Monitores de Signos Vitales

Monitor ambulatorio Zegen ZGN-iE75 para registrar presión arterial durante 24 horas en las actividades habituales del paciente.

El ZGN-iE75 realiza mediciones de presión arterial mediante el método oscilométrico y conserva los resultados para su revisión. Su formato compacto permite el registro ambulatorio durante las actividades diarias.

La marca describe registro de postura y transferencia de datos mediante Bluetooth o USB, con funciones de análisis en software. El peso de 210 g corresponde al equipo y no al embalaje de envío.

La fuente pública no establece una lista completa de accesorios suministrados ni las medidas de la caja. Estos datos se mantienen separados de las especificaciones del equipo.



CARACTERÍSTICAS

- Registro ambulatorio de presión arterial durante 24 horas.
- Método de medición oscilométrico.
- Registro de postura del paciente.
- Transferencia de datos por Bluetooth o USB.
- Almacenamiento de al menos 300 registros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Marca / modelo	Zegen / ZGN-iE75
Método	Oscilométrico
Presión sistólica	60-200 mmHg
Presión diastólica	30-180 mmHg
Exactitud de presión	±3 mmHg
Rango de indicación	0-280 mmHg
Almacenamiento	?300 registros
Frecuencia de pulso	40-200 lpm
Exactitud de pulso	±3 lpm
Peso del equipo	210 g
Transferencia de datos	Bluetooth / USB

Uso recomendado: Registro ambulatorio de presión arterial durante las actividades habituales del paciente, conforme al manual del fabricante.

Las especificaciones pueden variar sin previo aviso conforme al fabricante. Imágenes ilustrativas.