MEDIANZA

FICHA TÉCNICA
SKU HW503B

Mesa quirúrgica eléctrica Health Home HW503B

Marca: Health Home | Quirófano | Mesas de Cirugía

Mesa quirúrgica Health Home HW503B con accionamiento mecánico-eléctrico y control por microprocesador. Integra tablero radiotransparente de 2,050 × 500 mm, altura de 700 a 1,050 mm y ajustes longitudinales, laterales y renales.



La Health Home HW503B permite posicionar al paciente mediante transmisión mecánico-eléctrica controlada por microprocesador. Su tablero radiotransparente facilita integrar el acceso con arco en C, según la disposición de la sala, del paciente y del equipo de imagen.El tablero mide 2,050 × 500 mm y ofrece regulación de altura de 700 a 1,050 mm para adaptar el nivel de trabajo. La ficha publica inclinaciones longitudinales de al menos 25° hacia delante y atrás y lateralidad de al menos 20° hacia cada lado.El elevador renal alcanza 120 mm y complementa los ajustes de inclinación para organizar el apoyo del paciente. Los accesorios desmontables permiten seleccionar los soportes requeridos para cada procedimiento, de acuerdo con la configuración contratada y las instrucciones de uso.La alimentación indicada es de 110 V, 50/60 Hz, con potencia de 1 kVA; la ficha describe batería de 12 V y 12 Ah. Deben comprobarse la batería y los accesorios en el inventario de entrega. Esta descripción utiliza las dimensiones y movimientos publicados para HW503B, sin atribuirle el desplazamiento longitudinal de HW503A.

CARACTERÍSTICAS

- Accionamiento mecánico-eléctrico.
- Superficie radiotransparente.
- Control por microprocesador.
- Batería de respaldo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cubierta	2050 ×500 mm
Altura	700-1050 mm
Inclinación longitudinal	?25° hacia adelante/atrás
Inclinación lateral	?20° izquierda/derecha
Elevador renal	Hasta120 mm
Alimentación	110V CA;50/60 Hz;1.0 kVA
Batería	12V;12 Ah

INCLUYE

- Mesa Health Home HW503B. La ficha del importador enumera arco de anestesia, dos soportes para brazos, dos pernerasGoepel, soporte de cabeza y dos soportes laterales
- confirmar cantidades y accesorios de la cotización

Uso recomendado: Posicionamiento en cirugía general y procedimientos compatibles con arco enC por personal sanitario capacitado, conforme a las instrucciones del equipo.